



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Acetabular para Borda Anterolateral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Acetabular para Borda Anterolateral

SKU RM-AARR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Acetabular para Borda Anterolateral	Comprimento 10" (25.4 cm), lâmina de 18 mm de largura x 3.25" de profundidade	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Acetabular para Borda Anterolateral é um afastador cirúrgico ortopédico dedicado, desenvolvido para estabelecer uma exposição clara e estável da margem acetabular durante artroplastias totais de quadril, tanto primárias quanto de revisão. Ao fixar-se com segurança sobre a borda óssea anterolateral, este instrumento desloca os tecidos capsulares anteriores e a musculatura abduutora, garantindo um corredor visual desobstruído para o encaixe pélvico.

Projetado para oferecer alavancagem anatômica robusta, este modelo da Retractor Maker apresenta um comprimento total de 10 polegadas (25.4 cm), com lâmina de 18 mm de largura e um perfil de profundidade estendido de 3.25-inch (8.3 cm). A lâmina distal angulada é contornada para se fixar firmemente na borda acetabular sem comprimir estruturas neurovasculares femorais adjacentes. Seu cabo ergonômico permite que os assistentes apliquem contra-tração sustentada com fadiga manual mínima durante a fresagem do acetábulo e o impacto da cúpula.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Acetabular para Borda Anterolateral para suportar alta alavancagem operatória, proporcionando aos departamentos ortopédicos em todo o mundo superior resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest