



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Deep Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Deep Gelpi

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7 ½" (approx. 19.0 cm) — Châssis coudé, griffes pointues tournées vers l'extérieur — Laminectomie lombaire standard et exposition articulaire	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — châssis coudé allongé, dents pointues tournées vers l'extérieur — chirurgie pelvienne profonde, bariatrique et arthrodèse vertébrale multi-étagée	RM-DGSRR-1-2	\$139

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Deep Gelpi est un instrument chirurgical spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction puissante et mains libres des tissus mous et des muscles lors d'interventions spinales, orthopédiques et pelviennes profondes. Doté de pointes aiguës recourbées vers l'extérieur sur un châssis angulé, cet écarteur s'ancre solidement dans les bords fasciaux denses et les muscles paraspinal, établissant un couloir opératoire stable sans assistance manuelle.

Conçu pour l'exposition en cavité profonde, cette configuration du Deep Gelpi de Retractor Maker présente un châssis de travail incliné qui maintient les poignées à anneaux à plat contre les contours du patient, évitant toute interférence avec les outils de navigation chirurgicale et les microscopes. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux longueurs utiles : 7 ½ pouces (129 \$) pour les voies spinales standards ou une portée étendue de 10 ½ pouces (139 \$) pour les procédures pelviennes profondes et lombaires bariatriques. Sa crémaillère mécanique robuste maintient une tension continue sans glissement.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique Deep Gelpi pour résister à une forte contre-traction musculaire, offrant aux chirurgiens du rachis, neurochirurgiens et équipes de traumatologie orthopédique une durabilité exceptionnelle et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest