



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

シグモイドノッチレトラクター（下顎切痕用）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



シグモイドノッチレ トラクター（下顎切 痕用）

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
シグモイドノッチレトラクター	全長 22 cm、9.5 / 16 mm 凹面ブレード、完全 屈曲チップ	\$64
保護スリーブ/ボックス	輸送用個別包装	\$64

製品詳細

シグモイドノッチレトラクターは、下顎枝骨切り術において下顎切痕沿いの軟組織を非侵襲的に圧排し、骨の安定性を確保するために開発された口腔顎顔面外科専用のレトラクターです。筋突起と下顎頭の間の上部凹面に引っ掛けるように設計されており、往復鋸（レシプロケーティングソー）から深部の神経血管構造を完全に保護しながら、垂直下顎枝骨切り術や下顎枝矢状分割術を行うことが可能です。

臨床的な到達範囲と手元でのコントロールの完璧なバランスを追求したこのモデルは、全長 22 cm (\$64) を特徴としています。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、優れた強度と耐食性を実現。ブレード部分は 9.5 mm / 16 mm の凹型プロファイルに、滑りを防ぎ下顎切痕皮質に確実に密着する完全屈曲した先端形状を採用しています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、術者のアシスタントに安定したレバレッジを提供し、長時間にわたる中顔面および下顎再建術中の手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のシグモイドノッチレトラクターは、高頻度のオートクレーブ滅菌プロトコルに耐えうる設計です。錆や欠陥に対する生涯保証が付帯しており、世界中の口腔外科および顔面再建外科チームに卓越した構造的弾力性と耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest