



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Minnesota Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Minnesota Retractor

SKU RM-MNR-55-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standardmodell (ohne Absaugung)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Mit Saugrohr	RM-MNR-55-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Minnesota Retractor ist ein international anerkanntes chirurgisches Instrument für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, das speziell für die zuverlässige, atraumatische Verdrängung von Wangen, Lippen und Zunge bei intraoralen Eingriffen entwickelt wurde. Dank des zweifach abgewinkelten Schafts ermöglicht dieses Instrument die sichere Abschirmung des empfindlichen Bukkalbindegewebes vor rotierenden Bohrern und oszillierenden Sägen, während ein weites Sichtfeld erhalten bleibt.

Gefertigt nach klinischen Rahmenstandards, weist dieser Minnesota Retractor ein einheitliches Längsprofil von 5.5 inches (13.97 cm) mit einem 20.5 mm breiten Arbeitsblatt auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet zwei strukturelle Typologien: ein Standardmodell mit geschlossener Oberfläche (\$39) oder eine Konfiguration mit Saugrohr (\$49), die einen kontinuierlichen Flüssigkeitsevakuierungskanal direkt am Retraktorblatt integriert. Der ergonomische zentrale Griff sorgt für ermüdungsfreie Hebelwirkung und rutschfeste Handhabung.

Mit einem blendfreien, satinierten Mattfinish versehen, fertigt Retractor Maker den Minnesota Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet oralchirurgischen Abteilungen, MKG-Kliniken und zahnmedizinischen Einrichtungen weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest