



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Deep Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Deep Gelpi

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
7 ½" (approx. 19.0 cm) — Chassi angulado, dentes agudos voltados para fora — Laminectomia lombar padrão e exposição articular	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Haste angulada estendida, dentes agudos voltados para fora — Pélvico profundo, bariátrico e fusão espinhal multinível	RM-DGSRR-1-2	\$139

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Deep Gelpi é um afastador cirúrgico especializado, projetado especificamente para fornecer retração potente e autônoma de tecidos moles e músculos durante operações espinhais, ortopédicas e pélvicas profundas. Desenvolvido com pontas afiadas voltadas para fora em um chassi angulado, este afastador fixa-se com segurança em bordas fasciais densas e músculos paravertebrais, estabelecendo um corredor operatório estável sem a necessidade de assistência manual.

Construído para exposição em cavidades profundas, esta configuração do Afastador Autoestático Deep Gelpi apresenta um chassi de trabalho angulado que mantém os cabos de anel planos contra os contornos do paciente, evitando interferência com ferramentas de navegação cirúrgica e microscópios. Os cirurgiões podem selecionar entre dois comprimentos de trabalho: 7 ½ polegadas (\$129) para corredores espinhais padrão ou um alcance estendido de 10 ½ polegadas (\$139) para procedimentos pélvicos profundos e lombares bariátricos. Sua trava mecânica de cremalheira reforçada mantém a tensão contínua sem deslizamentos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Deep Gelpi para

suportar forte contração muscular, proporcionando a cirurgiões de coluna, neurocirurgiões e equipes de trauma ortopédico durabilidade excepcional e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest