



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Freeman Face Lift Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman Face Lift Wundhaken

SKU RM-FFLR-SERIES-1

\$62 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
20 mm - 22 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Gerade	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Stark gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Freeman Face Lift Wundhaken sind grundlegende Instrumente der ästhetisch-plastischen Chirurgie, die speziell für eine breite, rutschfeste Gewebehebung und optimale Visualisierung bei Rhytidektomien und rekonstruktiven Gesichtseingriffen entwickelt wurden. Mit ihrem breiten, konturierten Arbeitsende verteilen diese Retraktoren den manuellen Gegenzug gleichmäßig über die Hautlappen und verhindern so lokale Ischämien, Dellenbildung oder Hautrisse bei ausgedehnten Unterminierungen.

Abgestimmt auf spezifische anatomische Zonen und Operationstechniken, weist diese Freeman Face Lift Serie eine konstante Gesamtlänge von 7 Zoll (17.8 cm) auf. Die Serie wird in sechs standardisierten Breiten angeboten: 20 mm (\$62), 22 mm (\$64), 35 mm (\$66), 36 mm (\$68), 37 mm (\$70) und 38 mm (\$72). Chirurgen können zwischen einem geraden Profil für direktes planares Heben oder einer voll gebogenen Form wählen, die sich den Gesichtskonturen anpasst. Der ergonomische Flachgriff ermöglicht dem OP-Assistenten eine stabile und ermüdungsfreie Führung.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, stellt Retractor Maker die Freeman Face Lift Wundhaken nach strengsten klinischen Toleranzen her. Dies garantiert außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Kliniken der kosmetischen und Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest