



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Johnson para Neuroma

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Johnson para Neuroma

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Johnson para Neuroma es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción suave y no traumática de tejidos blandos y cabezas metatarsianas durante la escisión del neuroma de Morton y procedimientos en nervios interdigitales. Diseñado para trabajar en corredores confinados del espacio interdigital, este instrumento permite a los cirujanos podólogos y ortopedistas movilizar los ligamentos intermetatarsianos y los vasos digitales sin aplastar los troncos nerviosos frágiles.

Construido con rangos de tamaño altamente adaptables y variedades de perfil, el Separador de Johnson para Neuroma está disponible en cuatro longitudes totales: 8.0 cm (\$74), 10.0 cm (\$79), 11.0 cm (\$84) y 14.0 cm (\$89). Los cirujanos pueden elegir entre tres tipologías de diseño: un diseño de perfil Estrecho para espacios intermetatarsianos reducidos, un perfil Angulado a 90° con una hoja de trabajo de 7.5 mm de ancho, o un perfil Angulado a 90° con una hoja de trabajo ampliada de 9.5 mm de ancho. El mango plano ergonómico proporciona sensibilidad táctil y control antideslizante durante la neurobiosis digital delicada.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador de Johnson para Neuroma bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo resistencia

absoluta a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para salas de cirugía de pie y tobillo en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest