



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para mamoplastia Biggs estrecho

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para mamoplastia Biggs estrecho

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Biggs Mammoplasty Retractor narrow	Longitud de 6" (15.2 cm), hoja curva estrecha de 3 cm	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador para mamoplastia Biggs estrecho es un retractor manual esencial para cirugía plástica, diseñado específicamente para proporcionar una exposición atraumática y clara de los tejidos blandos durante la cirugía mamaria estética y reconstructiva. Diseñado con un perfil anatómico, este instrumento permite a los cirujanos elevar colgajos parenquimatosos y musculares con una palanca óptima, minimizando el esfuerzo de contracción.

Fabricado para la disección precisa del bolsillo mamario, este modelo de separador para mamoplastia Biggs estrecho presenta una longitud total de 6 pulgadas (15.2 cm) y un perfil de hoja compacto de 3 cm de ancho. El vástago fuertemente curvado está diseñado para adaptarse suavemente a las curvas anatómicas de la mama, ofreciendo al cirujano una visión clara y sin obstrucciones de los bolsillos subpectores y subglandulares profundos, sin provocar hematomas ni desgarros en el tejido blando localizado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador para mamoplastia Biggs estrecho para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos plásticos y de mama de todo el mundo un equilibrio ergonómico superior, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest