



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Wassmund Soft Tissue Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wassmund Soft Tissue Retractor

SKU RM-WSTR-21-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Wassmund Soft Tissue Retractor	общая длина 21 см, гладкое лезвие 33 × 20 mm, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Wassmund Soft Tissue Retractor является важным ретрактором для челюстно-лицевой и пластической хирургии лица, разработанным специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и защиты слизисто-надкостничного лоскута во время ортогнатических и стоматологических вмешательств. Благодаря анатомически изогнутой поверхности лезвия, этот инструмент позволяет хирургам чисто мобилизовать щеки, губы и надкостницу, удаляя их от высокоскоростных боров и костных пил без возникновения разрывов слизистой.

Созданная для обеспечения оптимального баланса между глубиной обзора и мануальной точностью, данная конфигурация Wassmund Soft Tissue Retractor имеет общую длину 21 см (\$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной German stainless steel операционного класса, что гарантирует пожизненную гарантию от ржавчины и дефектов материала; размеры рабочей части составляют 33 mm в длину и 20 mm в ширину. Конструкция представляет собой ручной односторонний ретрактор с гладким лезвием, оптимизированный для безопасных манипуляций с тканями без риска локальных травм. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам стабильную ручную контртракцию на протяжении длительных челюстно-лицевых процедур.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Wassmund Soft Tissue Retractor с расчетом на выдерживание высокочастотных циклов автоклавирования,

обеспечивая отделения челюстно-лицевой хирургии, центры дентальной имплантологии и клиники по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest