



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

St. Marks 骨盤用リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



St. Marks 骨盤用リトラクター

SKU RM-SMPR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
11 ½" リップ付バリエーション — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Lipped Variant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Non-Lipped Variant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89

製品詳細

St. Marks 骨盤用リトラクターは、深部の大腸、骨盤、および婦人科手術において、安全で広範囲な臓器排膿と筋肉牽引を提供するために特別に設計された、世界的に高く評価されている深部用手術器具です。長めの直角ブレード設計により、外科チームは膀胱、子宮、骨盤腹膜をきれいに排除し、仙骨前腔や深骨盤底への視界を妨げない術野を維持できます。

高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう構築され、錆や材料欠陥に対する生涯保証を提供します。この St. Marks シリーズには3つの構成モデルがあります：11 ½インチ（\$79、35 mm × 45 mm 縁ありブレード）、13インチ（\$84、60 mm × 45 mm 縁ありブレード）、13インチ（\$89、60 mm × 45 mm 縁なしブレード）。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、丸みを帯びたブレード縁が臓器の穿孔を防ぎ、堅牢な人間工学的ハンドルが疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

Retractor Maker は、反射防止サテンマット仕上げを施し、強力な機械的対抗牽引に耐えるよう製造しています。世界中の大腸外科、泌尿器科手術室、婦人科腫瘍センターに、屈強な構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest