



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Meyerding avec Crémaillère

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Meyerding avec Crémaillère

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
32 mm × 25 mm de large	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-4	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Meyerding avec crémaillère est un écarteur chirurgical rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement puissant et autonome des muscles paraspinal et des tissus mous lors des laminectomies lombaires postérieures, des discectomies et des procédures de fusion. Équipé d'un verrouillage mécanique à crémaillère intégré, cet écarteur maintient une contre-traction continue contre les plans musculaires denses, libérant ainsi les mains de l'assistant tout en préservant un couloir opératoire statique.

Conçu selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet écarteur Meyerding avec crémaillère possède une longueur de cadre uniforme de 18 cm. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose quatre dimensions de valves distinctes : 32 mm × 25 mm de large (\$84), 41 mm × 25 mm de large (\$89), 50 mm × 25 mm de large (\$94), et un profil de valve dentelée extra-profond de 57 mm × 25 mm de large (\$99). Le bord dentelé de la valve s'ancre solidement sur la lame et le bord facettaire, empêchant tout glissement accidentel lors des phases vigoureuses de décortication et de décompression.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Meyerding avec crémaillère pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux

centres de chirurgie rachidienne et aux blocs de neurochirurgie du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest