



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de piliers antérieurs Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de piliers antérieurs Mollison

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de piliers antérieurs Mollison	Longueur totale 22 cm, doubles lames effilées de 10 mm, manche coudé	\$44
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de piliers antérieurs Mollison est un instrument chirurgical d'ORL essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique de l'arc palatoglosse et du pilier amygdalien antérieur lors des amygdalectomies et des interventions buccales. Conçu avec une configuration de travail coudée, cet écarteur permet aux chirurgiens ORL de déplacer proprement les marges muqueuses, établissant un couloir visuel dégagé vers la loge amygdalienne pour la dissection et l'hémostase.

Construit pour maximiser la précision et réduire la fatigue de la main de l'utilisateur, cette configuration de l'écarteur de piliers antérieurs Mollison présente une longueur totale de l'outil de 22 cm (\$44). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre un paramètre de largeur de lame de doubles lames effilées de 10 mm profilées avec des bords arrondis atraumatiques pour prévenir les déchirures muqueuses. L'ensemble du manche central léger et coudé offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable et sans fatigue tout au long des interventions prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de piliers antérieurs Mollison pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires ORL, aux cliniques chirurgicales ambulatoires et aux centres de chirurgie buccale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest