



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Farabeuf

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Farabeuf

SKU RM-FBR-SET-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
12 cm (aprox. 4.7") juego	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") juego	RM-FBR-SET-1-2	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Farabeuf es un separador quirúrgico de doble extremo reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción fiable y atraumática de bordes de heridas y tejidos blandos durante procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Diseñado con longitudes de valva en ángulo recto contrastadas en extremos opuestos, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la retracción de tejido subcutáneo poco profundo y la elevación fascial más profunda.

Construido para ofrecer versatilidad clínica en diferentes profundidades quirúrgicas, este juego de Separadores Farabeuf está disponible en dos opciones de longitud principales: 12 cm (\$24) para incisiones superficiales y localizadas, y 15 cm (\$29) para campos operatorios más profundos. Cada separador cuenta con una valva corta en ángulo recto en un extremo y una valva ligeramente más larga en el extremo opuesto, ambas terminadas con márgenes redondeados no traumáticos que evitan la contusión del tejido. El mango central plano y sólido proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual firme y antideslizante.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador Farabeuf para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest