



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Johnson для лечения невромы

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Johnson для лечения невромы

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Johnson представляет собой специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для бережной, атравматичной ретракции мягких тканей и головок плюсневых костей во время иссечения невромы Мортон и процедур на межпальцевых нервах. Предназначенный для работы в ограниченных пространствах межпальцевых промежутков, этот инструмент позволяет хирургам-ортопедам и подиатрам мобилизовать межплюсневые связки и сосуды пальцев, не сдавливая хрупкие нервные стволы.

Благодаря широкому выбору типоразмеров и профилей ретрактор Johnson доступен в четырех вариантах общей длины: 8.0 cm (\$74), 10.0 cm (\$79), 11.0 cm (\$84) и 14.0 cm (\$89). Хирурги могут выбирать между тремя типами конструкции: узким профилем для тесных межплюсневых пространств, профилем, изогнутым под углом 90° с рабочей лопаткой шириной 7.5 mm, или изогнутым под углом 90° профилем с расширенной лопаткой шириной 9.5 mm. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает тактильную чувствительность и надежный контроль во время деликатного нейролиза пальцев.

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Johnson в

строгом соответствии с клиническими допусками, обеспечивая абсолютную коррозионную стойкость, высокую структурную жесткость и полную пригодность к автоклавированию для отделений хирургии стопы и голеностопного сустава по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest