



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Ragnell-Davis à Double Extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Ragnell-Davis à Double Extrémité

SKU RM-RDDR-49-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (plat / rond)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-3	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Ragnell-Davis à double extrémité est un écarteur chirurgical manuel indispensable, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous et l'exposition des berges de la plaie lors de chirurgies reconstructrices plastiques, de la main et du visage. Doté de lames délicates à angle droit aux extrémités opposées d'un manche central, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une rétraction cutanée superficielle étroite à un maintien des tissus sous-cutanés plus profonds sans changer d'outil.

Construit selon une matrice de sélection adaptative, cette série d'écarteurs Ragnell-Davis est proposée en trois longueurs totales : 15 cm, 15,5 cm et 16 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose des styles de manches au choix : une disposition à manche plat ou une disposition à manche rond pour une rotation améliorée du bout des doigts. Les chirurgiens peuvent choisir parmi trois combinaisons de tailles de lames à double extrémité : 2,5 mm × 8 mm jumelée à une lame de 5 mm × 15 mm, 3 mm × 9 mm jumelée à une lame de 5 mm × 17 mm, ou 4 mm × 8 mm jumelée à une lame de 6 mm × 15 mm. Les bords lisses et arrondis des lames protègent les plexus vasculaires sous-dermiques délicats.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Ragnell-Davis à double extrémité pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les services de chirurgie plastique et les centres de traumatologie de la main dans le monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)