



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cooley Sternal Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Cooley Sternal Retraktör

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Çocuk Profil — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Erişkin Profil — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Ekstra Büyük Profil — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cooley Sternal Retraktör, açık kalp ve torasik operasyonlar sırasında güvenilir, simetrik sternal ayrılma ve geniş mediastinal ekspozisyon sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyotorasik cerrahi enstrümandır. Sağlam bir kremayerli dişli mekanizması ile tasarlanan bu kendinden kilitli retractor, yüksek germe kuvvetini her iki hemisternal marj boyunca pürüzsüz bir şekilde dağıtarak lokalize kemik kırıklarını ve kostokondral dislokasyonu önler.

Farklı hasta anatomik profillerine uyum sağlamak üzere üretilen Cooley Sternal Retraktör, üç hassas ölçekli konfigürasyonda sunulmaktadır: Çocuk Profili (145 × 140 × 21 × 45 mm, \$354), Yetişkin Profili (200 × 180 × 32 × 50 mm, \$364) ve Ekstra Büyük Profil (178 × 152 × 102 × 29 mm, \$374). Anatomik bıçak kavisleri ve koruyucu dudakları, bölünmüş sternal kortekslere güvenli bir şekilde oturarak baypas kanülasyonu, kapak rekonstrüksiyonu ve greft anastomozları boyunca stabil bir görüş alanı sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Cooley Sternal Retraktör, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki kardiyak cerrahi suitlerine olağanüstü mekanik rijitlik, pürüzsüz krank hareketi ve ömür boyu dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest