



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Retractores Omni

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Retractores Omni

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo estéril con abrazadera Omni	Abrazadera para riel de mesa y poste de alta resistencia
1	Marco Wishbone estándar	Marco de anillo estructural tipo horquilla dividida
1	Brazo de extensión articulado	19" (48.3 cm) para mayor alcance y flexibilidad
8	Soportes de valva SnapClamp	Abrazaderas de marco deslizables de conexión rápida
2	Retractores giratorios Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Retractor giratorio Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Retractor giratorio Fence	Valva ancha para pared muscular de 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Retractor giratorio esplácnico	Valva visceral profunda de 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Retractor giratorio esplácnico	Valva visceral profunda de 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Retractores giratorios para vena renal	Valvas vasculares estrechas de 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Retractor giratorio Deaver	Valva curva de 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Retractor giratorio maleable ranurado	Tira flexible de 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Retractor giratorio maleable ranurado	Tira flexible de 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Retractor giratorio Harrington (Sweetheart)	Valva en forma de corazón de 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Caja de almacenamiento	Estuche de madera con ranuras acolchadas personalizadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Retractores Omni es un separador autoestático avanzado con montaje en mesa, diseñado para ofrecer una exposición operativa personalizable y de bajo perfil durante procedimientos quirúrgicos abiertos de alta complejidad. Diseñado en torno a un marco adaptable tipo Wishbone, una abrazadera de poste de campo de alta resistencia, un brazo de extensión articulado de 19" (48.3 cm) y ocho soportes de valva SnapClamp de conexión rápida, este sistema proporciona una tracción multidireccional dependiente sin ocupar espacio vital alrededor del campo estéril.

Diseñado para ofrecer precisión en procedimientos vasculares, de trasplante, generales, urológicos y pélvicos profundos, el Sistema de Retractores Omni incluye un extenso complemento de valvas giratorias especializadas, que incluyen retractor Mayo, Fence, espláncnicos, de vena renal estrechos, Deaver, Harrington (Sweetheart) y maleables ranurados. Cada componente está mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), y el conjunto completo se presenta en una caja de almacenamiento de madera a medida para un transporte seguro y un almacenamiento organizado en las instalaciones.

Fabricado en nuestra planta de producción especializada, Retractor Maker suministra el Sistema de Retractores Omni directamente a hospitales, centros quirúrgicos y distribuidores de salud en todo el mundo, con el respaldo de una trazabilidad completa de los materiales y soporte directo de fábrica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest