



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Labio Superior Arnett Le Fort

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Labio Superior Arnett Le Fort

SKU RM-ALFULR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Arnett Le Fort Upper Lip Retractor	Instrumento de exposición de labio superior maxilofacial	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje individual de transporte	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de labio superior Arnett Le Fort es un retractor quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado para proporcionar una elevación atraumática del labio superior y de los tejidos vestibulares superiores durante la cirugía ortognática y reconstructiva facial. Diseñado para adaptarse suavemente al esqueleto facial anterior, este instrumento protege los delicados tejidos blandos periorales mientras establece un corredor operativo despejado hacia el maxilar.

Desarrollado específicamente para procedimientos craneomaxilofaciales, esta configuración del Arnett Le Fort presenta una hoja ancha y anatómicamente curva que resguarda el labio superior de forma segura, alejándolo de sierras oscilantes, fresas rotatorias y tornillos de fijación. Su vástago angulado y mango ergonómico proporcionan al asistente quirúrgico un apalancamiento constante y un control manual sin fatiga, manteniendo las manos fuera de la línea de visión durante los cortes de osteotomía.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado que absorbe los reflejos, Retractor Maker produce el separador Arnett Le Fort para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de cirugía oral, maxilofacial y plástica un instrumento indispensable para osteotomías del tercio medio facial.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)