



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Tebbetts tipo Espátula

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Tebbetts tipo Espátula

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
25 mm wide × 185 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Elevación estándar de bolsillo subpectoral y acceso inframamario en adultos	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide × 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Desplazamiento del músculo pectoral ancho y bolsillos de reconstrucción grandes	RM-TSBR-125-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mamario de Espátula Tebbetts es un retractor indispensable en cirugía plástica estética y reconstructiva, diseñado específicamente para proporcionar una elevación tisular amplia y suave durante la aumentoplastia y mamoplastia. Diseñado con una hoja de espátula semimaleable alargada, este instrumento permite a los cirujanos adaptar la curvatura de la hoja de forma intraoperatoria, siguiendo las convexidades naturales de la pared torácica y la caja torácica sin ejercer presión isquémica localizada en el parénquima mamario.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y proporcionar una excelente resistencia a la corrosión, esta configuración del Separador Mamario de Espátula Tebbetts cuenta con una longitud total de 12 ½ pulgadas (31.5 cm). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora una espátula semimaleable de extremo único de 1 × 6 pulgadas disponible en dos perfiles de ancho distintos: una base de hoja de 25 mm de ancho × 185 mm de largo (\$89) para corredores inframamarios estándar, y una base expandida de 38 mm de ancho × 190 mm de largo (\$99) para una elevación muscular amplia. El mango plano ergonómico garantiza un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Mamario de Espátula Tebbetts para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de reconstrucción mamaria cosmética, plástica y oncológica en todo el mundo una ductilidad excepcional, confiabilidad estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest