



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Mastoidite Allport

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de Mastoidite Allport

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Allport Mastoid Retractor	Longueur totale 10.2 cm, griffes pointues 4×4	\$59
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Allport Mastoid Retractor est un instrument autostatique indispensable, conçu spécifiquement pour les procédures otologiques et de la base du crâne nécessitant une exposition stable et mains libres de l'os temporal. En maintenant le lambeau rétroauriculaire et le périoste grâce à ses griffes acérées autobloquantes, cet instrument libère le personnel chirurgical tout en offrant un couloir microchirurgical dégagé.

Conçu pour une mise en tension précise dans des champs opératoires restreints, cette configuration de l'Allport Mastoid Retractor présente une longueur totale de 10.2 cm (environ 4 pouces) et une disposition de griffes pointues 4×4. La poignée à vis intégrée permet au chirurgien d'ajuster l'écartement des lames millimètre par millimètre, garantissant une contre-traction contrôlée qui prévient la déchirure des tissus périostés délicats.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'Allport Mastoid Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes d'ORL et de neurochirurgie une force de maintien et une longévité fiables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest