



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Shea avec Guide de Lumière à Fibres Optiques

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Shea avec Guide de Lumière à Fibres Optiques

SKU RM-SRFOG-22-1

\$139 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	Longueur 22 cm, lame de 14,5 mm de large, faisceau lumineux intégré
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Shea avec guide de lumière à fibres optiques est un écarteur chirurgical éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour combiner le déplacement atraumatique des tissus mous avec un éclairage optique direct et sans ombre dans les couloirs chirurgicaux étroits. Conçu avec un canal à fibres optiques intégré le long de sa tige, cet instrument dirige une lumière intense et froide directement vers l'extrémité de travail, éliminant les ombres dans les plans subfasciaux et faciaux profonds sans nécessiter de canules lumineuses secondaires.

Construit pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en restant hautement résistant à la corrosion, cette configuration de l'écarteur Shea avec guide de lumière à fibres optiques présente une longueur totale d'instrument de 22 cm (\$139). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la lame de travail intègre une disposition de lame large de 14,5 mm profilée avec des bords lisses et arrondis pour protéger les lambeaux cutanés et les nerfs délicats. L'ensemble d'éclairage intégré dispose d'un connecteur universel compatible avec les câbles de lumière standard du bloc (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Forgé avec une finition mate satinée antireflet sur les surfaces métalliques exposées, Retractor Maker fabrique l'écarteur Shea avec guide de lumière à fibres optiques pour respecter des normes cliniques rigoureuses, offrant

aux centres chirurgicaux de chirurgie plastique, reconstructive et d'oto-rhino-laryngologie du monde entier une clarté optique, une rigidité structurelle et une durabilité complète à l'autoclave inégalées.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest