



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Aufricht 鼻レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Aufricht 鼻レトラクター

SKU RM-ANR-6IN-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
吸引なし (標準)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
吸引管付	RM-ANR-6IN-1-2	\$199

製品詳細

Aufricht 鼻レトラクターは、鼻形成術や鼻腔再建術において鼻背皮膚組織および軟骨を安定して挙上するために設計された業界標準の外科手術器具です。先端が湾曲した幅8 mmのフラットなソリッドブレードにより、鼻腔深部組織を安全に保持しながら、鼻背全体に牽引力を均等に分散させます。

術式の柔軟性を高めるため、この6" (15.2 cm) の Aufricht 鼻レトラクターには2つの機能的構成があります。標準のソリッドブレードモデル (\$59) と、吸引管内蔵モデル (\$199) です。吸引モデルはシャフト沿いに専用の排出路を備えており、術者が別途吸引デバイスを必要とすることなく、術野から血液や洗浄液を同時に吸引することを可能にします。

反射防止サテン仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密加工された Retractor Maker 製の Aufricht 鼻レトラクターは、未滅菌かつ完全オートクレーブ対応の保護包装で提供され、形成外科、美容外科、耳鼻咽喉科の外科チームに長期的な耐久性と優れた臨床的有用性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest