



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kirschner 開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kirschner 開創器

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動固定式ガイドレールベースフレーム	オーバルまたはスクエアのシャーシ (240×240 mm または 340×240 mm)
4～6枚	モジュール式鈍性組織ブレード	2枚ブレードペアセットまたは4枚ブレードフルセットから選択
4	個別リテンションピンロック	ブレードを固定するためのスライド&ロック機構
2	人間工学的圧排用支柱	滑らかな外縁を持つ超軽量構造ハンドル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Kirschner 開創器は、一般外科、婦人科、泌尿器科における大規模な開腹手術において、広範囲かつ多方向の腹壁および臓器の圧排を行うために開発され、世界的に高く評価されている自動固定式開創器システムです。広大な外周ベースフレームにより、術者は複数のモジュール式ブレードを任意の角度に配置でき、助手の介助なしで深部の腹腔内や後腹膜腔への静的な視界を確保できます。

多様な患者の解剖学的構造や切開要件に適応するため、本シリーズは 240 mm × 240 mm または拡張型の 340 mm × 240 mm のシャーシ設定を提供しています。最高級のドイツ製手術器具用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用しており、術者は 2枚ブレードセット（\$449：40 mm × 65 mm ブレード2枚、50 mm × 65 mm ブレード2枚）または、アップグレード版の 4枚ブレードフルセット（\$499：50 mm × 65 mm 3枚、80 mm × 90 mm 1枚、98 mm × 50 mm 1枚、105 mm × 35 mm 1枚）を選択可能です。各ブレードは個別のリテンションピンロックによってフレームの外周に固定され、術中のズレを排除します。

Retractor Maker は、手術灯の下での反射を抑える無光沢のサテン仕上げを施し、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を実現しました。世界中のオンコロジーセンターや骨盤再建外科において、優れた機械的安定性と耐食性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest