



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cope Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cope Retractor Double Ended

SKU RM-CRDE-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cope Retractor Double Ended	18 cm Gesamtlänge, 6,0 mm & 11,0 mm Doppelblätter	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cope Retractor Double Ended ist ein hochfunktionales chirurgisches Handinstrument, das speziell für die atraumatische Retraktion von Weichteil- und Wundrändern in einer Vielzahl von klinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Durch die Integration kontrastierender Blattdimensionen auf einem einzigen Chassis ermöglicht dieser Wundhaken chirurgischen Teams den sofortigen Wechsel zwischen oberflächlichen und mittleren Gewebetiefen, ohne das Instrument austauschen zu müssen.

Diese für eine exzellente manuelle Kontrolle konzipierte Konfiguration des Cope Retractor Double Ended weist eine Gesamtlänge von 7 ⅞ Zoll (18 cm, \$29) auf. Seine Arbeitsenden umfassen ein schmales 6,0 mm breites Blatt an einem Ende für die präzise, lokalisierte Wundretraktion und ein 11,0 mm breites Blatt am anderen Ende für eine breitere Muskel- und Faszien-dislokation. Die glatten, konturierten Blattkanten gewährleisten eine zuverlässige Gewebetraktion und verhindern gleichzeitig lokale Ischämien oder Risse. Der ausbalancierte zentrale Griff bietet dem Assistenzpersonal einen ermüdungsfreien Halt.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Cope Retractor Double Ended so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält und Abteilungen für Allgemein-, Plastik- und HNO-Chirurgie eine hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Langlebigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest