



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Fomon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Fomon

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Configuração Padrão — 17 cm de comprimento, ponta esférica 5 × 10 mm, Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Configuração Isolada — 17 cm de comprimento, ponta esférica de 5 × 10 mm, revestimento dielétrico	RM-FMR-17-1-2	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Fomon é um instrumento de cirurgia plástica facial e rinoplastia aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração atraumática de tecidos moles e acesso visual claro em corredores anatômicos compactos. Desenvolvido com uma ponta em formato de esfera ultra-suave, este afastador fixa-se suavemente sob a cartilagem alar e os revestimentos mucosos, protegendo tecidos delicados contra perfurações agudas ou traumas por pressão focal.

Construído para um controle tátil ideal durante a remodelação nasal, este modelo de Afastador Fomon possui um comprimento total de 17 cm (6.7 polegadas). Sua extremidade ativa incorpora uma medida de ponta esférica dedicada de 5 mm × 10 mm, contornada para distribuir a contra-tração uniformemente pela cartilagem lateral inferior e borda alar. Os cirurgiões podem escolher entre o modelo em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) Padrão (\$44) e o modelo Isolado (\$54), revestido com um polímero não condutor durável para proteger a pele adjacente e as margens mucosas durante a eletrocirurgia ativa.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Fomon sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para clínicas de estética,

otorrinolaringologia e reconstrutiva em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest