



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör	11.75" (29.85 cm) uzunluk, 20 mm genişliğinde uç	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör, total kalça artroplastisi ve kompleks pelvik rekonstrüksiyon sırasında yoğun ve hacimli kas yapılarını yönetmek için özel olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi bir ortopedik cerrahi enstrümandır. Uzatılmış erişim mesafesi ve anatomik olarak şekillendirilmiş ucu ile tasarlanan bu ekartör, cerrahi asistanların gluteus medius, gluteus minimus ve anterior kapsüler dokuları kas yırtılmasına neden olmadan eklem koridorundan uzaklaştırmasına olanak tanır.

Ağır kas yapılarını kolaylıkla ekarte etmek için üretilen bu Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör konfigürasyonu, 20 mm genişliğinde bir uç profili ile eşleştirilmiş 11.75 inç (29.85 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Hafif kavisli uç geometrisi, trokanter majör ve femoral boynun superior ve posterior kısımlarını pürüzsüzce sararak derin asetabüler oyma sırasında kemik kortekslerinden kazara kaymayı önler. Ergonomik sap, üstün çekme kaldırıcı sağlayarak asistanın el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi bu Femoral/Gluteus Medius Minimus Ekartör, yoğun mekanik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve dünya çapındaki ortopedi cerrahi ekiplerine olağanüstü dayanıklılık ve klinik performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest