



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Derinlik Ölçer	Renk kodlu
2	Twist Lock Kol	Silikon Kavrama
1	Boylamsal Çerçeve	Standart
1	Enine Çerçeve	Standart
2	Küt Bıçak	30 mm, gümüş
2	Küt Bıçak	35 mm, mavi
2	Küt Bıçak	40 mm, kırmızı
2	Küt Bıçak	55 mm, siyah
2	Küt Bıçak	60 mm, altın
2	Küt Bıçak	65 mm, lacivert
2	Küt Bıçak	70 mm, açık yeşil
2	Küt Bıçak	75 mm, turuncu
1	Kısa Dişli Bıçak	30 mm, gümüş
1	Kısa Dişli Bıçak	35 mm, mavi

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kısa Dişli Bıçak	40 mm, kırmızı
1	Kısa Dişli Bıçak	45 mm, yeşil
1	Kısa Dişli Bıçak	50 mm, menekşe
1	Kısa Dişli Bıçak	55 mm, siyah
1	Kısa Dişli Bıçak	60 mm, altın
1	Kısa Dişli Bıçak	65 mm, lacivert
1	Uzun Dişli Bıçak	30 mm, gümüş
1	Uzun Dişli Bıçak	35 mm, mavi
1	Uzun Dişli Bıçak	40 mm, kırmızı
1	Uzun Dişli Bıçak	45 mm, yeşil
1	Uzun Dişli Bıçak	50 mm, menekşe
1	Uzun Dişli Bıçak	55 mm, siyah
1	Uzun Dişli Bıçak	60 mm, altın
1	Uzun Dişli Bıçak	65 mm, lacivert
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 35 mm, mavi
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 40 mm, kırmızı
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 45 mm, yeşil
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 50 mm, menekşe
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 55 mm, siyah
2	Mikro Bıçak, Küt	14 x 60 mm, altın
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 35 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 40 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 45 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 50 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 55 mm
2	Mikro Bıçak, Kısa Dişli	14 x 60 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	CVB Twist Matkap Ucu	8 mm derinlik, 5¾" uzunluk
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu	Sol
1	CVB Distraktör Matkap Kılavuzu	Sağ
1	Vertebral Gövde Distraktörü	Sol, 100 mm rack
1	Vertebral Gövde Distraktörü	Sağ, 100 mm rack
2	CVB Tornavida	Silikon Saplı
1	Çok Seviyeli Distraktör	Sol, 120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Çok Seviyeli Distraktör	Sağ, 120 mm rack, 90 mm uzatma
1	Kemik Grefti Tutucu	8 x 15 mm uç, 210 mm uzunluk
1	Kemik Grefti İmpaktörü	3 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	5 mm
1	Kemik Grefti İmpaktörü	8 mm
1	Greft Kesici	Ayarlanabilir derinlik 8.75", 7 mm genişlik
1	ACF Kumpas	9"
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel Bölmeli Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Image-Line ACF Retractor With Distractor Classic Set, anterior servikal füzyon (ACF/ACDF) prosedürlerinin her aşamasını karşılamak üzere tasarlanmış, birinci sınıf, hepsi bir arada bir cerrahi alet platformudur. Yumuşak doku ekartör çerçevelerini, kalibre edilmiş intervertebral gövde distraktörlerini ve özel kemik greftleme aletlerini tek bir sistemde kusursuz bir şekilde birleştiren bu set, mutlak cerrahi hassasiyeti korurken operatif verimliliği maksimize eder.

Tam anatomik uyumluluk için tasarlanan Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set, hem boylamsal hem de enine ekartör çerçevelerine, iki silikon twist-lock kola ve renk kodlu bir derinlik göstergesine sahiptir. Bıçak seti; küt, kısa dişli, uzun dişli ve mikro profillerde (30 mm ile 75 mm arası) 56 adet ekarte bıçağı içerir. Vertebral restorasyon için set; 100 mm ve 120 mm rack tipi distraktörler, matkap kılavuzları, twist matkap uçları, silikon saplı tornavidalar, kemik greft tutucusu, üç adet impaktör (3 mm, 5 mm, 8 mm), ayarlanabilir bir greft kesici ve 9 inçlik bir kumpas içerir.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten kaplamalı otoklavlanabilir silikondan üretilen Retractor Maker, eksiksiz Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set'i steril olmayan şekilde ve ağır hizmet tipi bir sterilizasyon kutusu içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak omurga cerrahlarına tavizsiz kalite ve prosedürel güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest