



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

前腕用スイベルブレード開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



前腕用スイベルブレード開創器

SKU RM-FSBR-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
前腕用スイベルブレード開創器	5.12" (13.00 cm) ブレード、フィンガーリングハンドル、ラチェットアセンブリ 1	\$74
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ 1	\$74

製品詳細

前腕用スイベルブレード開創器は、複雑な橈骨および尺骨の再建術において、特定の関節、軟部組織、および骨の牽引を提供するために特別に設計された整形外科用四肢器具です。旋回するスイベルブレードを採用したこの開創器は、変化する解剖学的平面に動的に適応し、周囲の筋組織に不均一なせん断力を加えることなく、術者が広範囲かつハンズフリーの術野を維持できるようにします。

ターゲットを絞った上肢の関節および骨の牽引のために構築されたこの前腕用スイベルブレード開創器の構成は、ブレード長 5.12 inches (13.00 cm) を備えています。本体には、人間工学に基づいたフィンガーリング設計と統合されたマルチトゥース・ラチェット・アセンブリが組み込まれており、組織の張力を自動的に保持するため、助手の疲労を軽減します。滑らかで輪郭のあるスイベルブレードは、多様な骨の輪郭に適合し、骨折整復やプレート固定中の偶発的な滑りを防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の前腕用スイベルブレード開創器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の整形外科外傷および手外科センターに優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest