



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Bookwalter 直腸/経肛門手術用開創器

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Bookwalter 直腸/経 肛門手術用開創器

SKU RM-BRTASR-1

**\$2,199 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                        |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | フィールドポスト      | 12" (30 cm)                    |
| 2  | ステンレス製ポストカプラー | 1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)      |
| 2  | 水平フレックスバー     | 直径 1" (2.5 cm)                 |
| 1  | 垂直延長バー        | 12" (30 cm)                    |
| 5  | チルトラチェット      | 標準マルチアングル                      |
| 1  | 小型半円リング       | 内径 8½" (21.3 cm)               |
| 1  | セグメント会陰リング    | 9½" × 14½" (23.8 cm × 36.3 cm) |
| 2  | 直腸用ブレード       | ⅞" × 3⅞" (2.2 cm × 9.7 cm)     |
| 2  | 直腸用ブレード       | ⅞" × 2⅞" (2.2 cm × 7.2 cm)     |
| 2  | 可塑性ブレード       | 1" × 3½" (2.5 cm × 10 cm)      |
| 2  | 可塑性ブレード       | ½" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)      |
| 2  | 可塑性ブレード       | ¾" × 4" (1.9 cm × 10 cm)       |
| 2  | Deaver ブレード   | 1" × 3½" (2.5 cm × 8.8 cm)     |
| 1  | 滅菌ボックス        | 保護ケース                          |

## 製品詳細

Bookwalter 直腸/経肛門手術用開創器は、結腸直腸、経肛門、直腸、および会陰処置において、安定したハンズフリーの術野展開を提供するよう設計されたテーブル固定式自己保持型開創器システムです。そのマウントフレームワークには、12" (30 cm) のフィールドポスト、2本の直径1"水平フレックスバー、12" (30 cm) の垂直延長バー、および2つの1" × 1"ステンレス製ポストカブラーが使用されており、手術台や患者の体位に合わせてフレームを柔軟に配置できます。

ワーキングフレームは、アプローチに応じて9½" × 14½" (23.8 × 36.3 cm) のセグメント会陰リング、または内径8½" (21.3 cm) の小型半円リングから組み立て可能です。5つの標準マルチアングル・チルトラチェットをリングに取り付けることで、各ブレードの角度と張力を個別に調整できます。

付属のブレードセットは、幅広い術野展開のニーズをカバーします：直腸用ブレード（⅞" × 3⅞"および⅞" × 2⅞"）、可塑性ブレード（1" × 3½"、½" × 4"、¾" × 4"）、および1" × 3½"のDeaverブレードが含まれます。すべてのコンポーネントは非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、専用の滅菌ボックスに収納されています。

Bookwalter 直腸/経肛門手術用開創器は未滅菌状態で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。本システムは、使用前に医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌する必要があります。Retractor Makerはパキスタンのシアルコートで本システムを製造し、病院、外科医、および販売代理店に直接供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest