



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Anneau Halo	Conception circulaire à double charnière
3	Bras flexible Halo	9 in (229 mm)
2	Support de fixation Budde Halo	Pinces de montage robustes
2	Tige de support Budde Halo	Diamètre 5/16 in
1	Plateau à compresses Budde Halo	Plateau perforé intégré
1	Mini-étau Budde Halo	Bloc de serrage en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)
2	Écarteurs courbes Budde	Écarteurs cérébraux effilés
2	Microlames TEW	Microlames en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)
2	Clés de réglage Halo	Outils de verrouillage du système
1	Boîte de stérilisation	Plateau organisateur perforé

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Budde Halo Retractor est un système de rétraction crânienne spécialisé à double charnière, conçu pour établir un périmètre de travail stable à 360 degrés et à profil bas autour des ouvertures crâniennes. Se fixant directement sur les montants de la tête Mayfield ou les rails latéraux de la table via des tiges de

support robustes, il isole les forces de rétraction cérébrale de la table afin d'éviter tout déplacement accidentel des tissus lors des mouvements du champ opératoire.

Conçu pour la microneurochirurgie de précision, le système Budde Halo Retractor comprend un anneau halo circulaire à double charnière qui peut se replier en configuration demi-anneau pour un accès latéral sans restriction. L'anneau lui-même fait office de repose-main ergonomique pour stabiliser les avant-bras du chirurgien lors des dissections délicates. L'ensemble est livré complet avec trois bras de friction flexibles de 9 pouces, des microlames TEW, des écarteurs cérébraux courbes effilés, un plateau à compresses intégré, un mini-étau et des clés de réglage dédiées.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit l'écarteur Budde Halo Retractor non stérile et entièrement autoclavable dans un conteneur de stérilisation en aluminium perforé robuste, garantissant précision chirurgicale et durabilité à long terme.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest