



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique de Golligher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur autostatique de Golligher

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis abdominal autostatique	Cadre structurel en anneau polyvalent pour l'accès en chirurgie générale profonde
2	Lames latérales pleines amovibles	Panneaux latéraux à surface plane (profondeur 51 mm ou 102 mm)
2	Lames centrales amovibles	Lames légèrement incurvées adaptées aux structures organiques internes (51 mm ou 102 mm)
3	Verrous à vis coulissants individuels	Boulons de verrouillage mécaniques montés sur chaque lame pour réduire la fatigue
2	Bras de préhension ergonomiques	Profils de poignée légers avec bords périmétriques lisses
1	Boîte de rangement / protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique de Golligher est un système d'écartement chirurgical abdominal et pelvien de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement multidirectionnel étendu des tissus mous et des viscères lors des chirurgies colorectales, gastro-intestinales et pelviennes profondes. Conçu avec un châssis à cadre circulaire articulé, cet instrument permet aux chirurgiens de positionner plusieurs lames pleines de manière circonférentielle, maintenant la paroi abdominale et les viscères pelviens ouverts sous une tension mécanique verrouillée sans nécessiter d'assistance manuelle.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur autostatique de Golligher (\$299) comprend un châssis abdominal autostatique conçu pour l'accès en chirurgie générale profonde. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système comprend des lames latérales pleines amovibles avec des bords spécialisés pour sécuriser les couches de tissus volumineuses, associées à des lames centrales amovibles légèrement incurvées pour épouser en douceur les structures organiques internes. Le système peut être configuré avec un pack de lames peu profondes (profondeur de travail de 51 mm) ou un pack de lames profondes (profondeur de travail de 102 mm), chacune étant verrouillée par des verrous à vis coulissants individuels pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur autostatique de Golligher pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie colorectale, aux salles de traumatologie et aux centres de reconstruction pelvienne du monde entier une stabilité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)