



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı

SKU RM-SVRHGH-23-1

\$89 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı, klasik spekulum ekartörünün gelişmiş ergonomik tek uçlu evrimini temsil eder ve asistan el yorgunluğunu en aza indirirken derin vajinal duvar deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Yumuşak bir tutucu dudakla sonlanan uzatılmış dik açılı ördek gagası bıçağı ile tasarlanan bu alet, posterior vajinal duvarı pürüzsüzce bastırarak serviks ve apikal kasaya geniş, statik bir operatif koridor oluşturur.

Pürüzsüz, hijyenik bir yüzey profili ve paslanmaya karşı mutlak ömür boyu garanti sunmak üzere üretilen bu Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı, asistan ellerini operasyon alanının dışında tutan 23 cm'lik uzatılmış toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden yüksek cilalı kaplama ile el yapımı olarak üretilen tek uçlu, atravmatik küt bıçak profili üç farklı klinik ölçüde mevcuttur: 70 mm x 25 mm (\$89), 76 mm x 38 mm (\$94) ve 90 mm x 38 mm (\$99). Hermetik olarak mühürlenmiş içi boş sapı, toplam alet ağırlığını büyük ölçüde azaltırken olağanüstü manuel kavrama stabilitesi sağlar.

Tutma yüzeylerinde parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sims Vajinal Ekartör — İçi Boş Saplı ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki obstetrik, jinekolojik ve ürojinekolojik cerrahi merkezlerine üstün dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest