



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Rollet レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rollet レトラクター

SKU RM-RLR-5IN-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 13 cm, 4爪鋭, 4.5 mm 先端	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
大 — 13.5 cm, 4爪, 7.0 mm 先端	RM-RLR-5IN-1-2	\$44

製品詳細

Rollet レトラクターは、繊細な眼科、顔面形成、再建手術において、精密で滑りのない皮弁の挙上および軟部組織の牽引を行うために特別に設計された手持ち式の外科用レイクレトラクターです。鋭利に研ぎ澄まされたフック状の爪を備えたこの器具により、術者は脆弱な辺縁組織を押しつぶしたり滑らせたりすることなく、皮膚層および皮下層を確実に把持することができます。

手術室グレードのフックおよび手持ち式レトラクターに分類されるこの Rollet レトラクターの構成は、全長 5 inches (13 cm, \$39) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、頻繁なオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備え、錆に対する生涯保証が付いています。プロファイル構成には、緻密な筋膜面や骨膜における滑りのない組織係合に最適化された 4 sharp prongs レイアウトが採用されています。細身で人間工学に基づいたハンドルにより、指先での微細なコントロールが可能です。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Rollet レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の眼科、形成、再建外科において、優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest