



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Biggs Mammoplasty Retractor standard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU RM-BMRS-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Biggs Mammaplasty Retractor standard	Comprimento de 8" (20.3 cm), lâmina de 50.0 mm de largura	\$69
Capa Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Biggs Mammaplasty Retractor standard é um afastador cirúrgico manual indispensável, projetado especificamente para fornecer exposição de tecidos moles ampla e atraumática durante cirurgias estéticas e reconstrutivas de mama. Desenvolvido com uma lâmina anatomicamente curva que se ajusta suavemente sob os retalhos de tecido parenquimatoso, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas mantenham a elevação expansiva da loja, minimizando a fadiga do assistente.

Construído para otimizar o espaço tecidual, esta configuração do Biggs Mammaplasty Retractor standard apresenta um comprimento total de 8-inch (20.3 cm) (\$69) e um perfil de lâmina alargada de 50.0 mm. A face de contato larga distribui a contra-tração mecânica uniformemente através dos planos glandulares e musculares, evitando hematomas ou lacerações teciduais localizadas durante a criação da loja subpeitoral. Seu cabo plano ergonômico fornece alavancagem manual estável e livre de fadiga durante dissecações prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Biggs Mammaplasty Retractor standard para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões plásticos e reconstrutores de mama em todo o mundo alta durabilidade e precisão cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest