



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор мягких тканей Salzburg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор мягких тканей Salzburg

SKU RM-SSTR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
13 cm Variant — Одностороннее гладкое полотно	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variant — Одностороннее гладкое полотно	RM-SSTR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор мягких тканей Salzburg — это специализированный стоматологический, челюстно-лицевой и пластический хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей в ограниченных операционных пространствах. Благодаря сверхгладкой изогнутой рабочей части этот инструмент позволяет хирургам аккуратно отодвигать щеки, губы и слизисто-надкостничные лоскуты от высокоскоростных боров и остеотомов, не вызывая локальных гематом или разрывов от давления.

Разработанный с учетом частого автоклавирувания и обладающий пожизненной гарантией на отсутствие ржавчины и дефектов, ретрактор Salzburg доступен в двух вариантах длины: 13 см (\$44) для компактного переднего доступа и 14 см (\$49) для процедур в глубоких зонах ротовой полости. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали операционного класса; профиль лопатки представляет собой одностороннее гладкое полотно, сконфигурированное специально для защиты нежных тканей при глубоких манипуляциях. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту удобный рычаг без усталости рук.

Retractor Maker производит ретрактор Salzburg с антибликовым сатиновым матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и структурную жесткость для челюстно-лицевых клиник и центров имплантологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)