



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Feler-Ducker

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Feler-Ducker

SKU RM-FDR-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Option A — 54×25 mm Izquierda / 76×38 mm Derecha	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm Izquierda / 54×25 mm Derecha	RM-FDR-1-2	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Feler-Ducker es un retractor neuroquirúrgico y espinal especializado, diseñado específicamente para proporcionar un acceso operatorio estable y manos libres durante descompresiones espinales posteriores, laminectomías y colocación de electrodos para estimuladores de la médula espinal. Diseñado con valvas asimétricas que se adaptan a los contornos irregulares del tejido paravertebral, este instrumento retrae la musculatura densa sin generar una presión tisular localizada excesiva.

Construido para un despeje anatómico preciso, esta configuración del separador Feler-Ducker presenta una longitud total uniforme de 15.3 cm (\$109). Los cirujanos pueden elegir entre dos paquetes de combinaciones asimétricas izquierda/derecha: 54 mm × 25 mm Izquierda combinada con 76 mm × 38 mm Derecha, o 76 mm × 38 mm Izquierda combinada con 54 mm × 25 mm Derecha; las series de producción estándar también contemplan formatos aislados de 50 mm × 10 mm y 70 mm × 10 mm. La cremallera mecánica integrada mantiene una contracción continua, eliminando la fatiga del asistente manual.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Feler-Ducker bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, una acción de cremallera suave y total durabilidad en autoclave para quirófanos de columna en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest