



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель подколенный Darling Popliteal
Self-Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель в подколенный Darling Popliteal Self-Retaining Retractor

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Option A — 54 mm × 25 mm Слева / 76 mm × 38 mm Справа — Глубокий доступ к подколенной артерии с латеральным смещением мышцы	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Слева / 54 mm × 25 mm Справа — Глубокий доступ к подколенной артерии с медиальным смещением мышцы	RM-DPSRR-1-2	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Darling Popliteal Self-Retaining Retractor является незаменимым инструментом в сосудистой и ортопедической хирургии, разработанным специально для обеспечения стабильной и автономной экспозиции подколенной ямки и трифуркации сосудов. Благодаря асимметричным лопаткам, повторяющим глубокие анатомические контуры задней части коленного сустава, этот инструмент смещает икроножную мышцу и мышцы задней поверхности бедра без сдавливания подколенных сосудов.

Инструмент полностью адаптируется под ход операции: Darling Popliteal Self-Retaining Retractor оснащен регулируемой самодержащейся рамой со сменными комплектами двойных лопаток (\$109). Хирурги могут выбрать конфигурацию рамы с лопатками 54 mm × 25 mm (левая) / 76 mm × 38 mm (правая) или 76 mm × 38 mm (левая) / 54 mm × 25 mm (правая). Стандартные производственные серии также поддерживают соотношение 76 mm × 25 mm. Интегрированный многопозиционный храповой замок автоматически поддерживает заданное натяжение тканей, исключая утомляемость рук ассистента при выполнении деликатного сосудистого шунтирования.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Darling Popliteal Self-Retaining Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обладает высокой коррозионной стойкостью и структурной жесткостью, что гарантирует долговечность в условиях сосудистых и травматологических отделений.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest