



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Clodius Orbital-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Clodius Orbital-Retraktor

SKU RM-COR-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Clodius Orbital-Retraktor	Handgehaltener Periorbital- und Blepharoplastik-Retraktor	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$24

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Clodius Orbital-Retraktor ist ein spezialisierter periorbitaler chirurgischer Retraktor, der speziell für die sichere, nicht-traumatische Retraktion von Orbitalfettpolstern und empfindlichen Hautlappen während der ästhetischen Blepharoplastik und orbitalen Rekonstruktion entwickelt wurde. Dieses Instrument verfügt über ein ultra-glattes, konturiertes Blatt, das den Bulbus oculi abschirmt und gleichzeitig ein klares Sichtfeld für die Fettexzision und Septum-Repositionierung schafft.

Diese für mikrochirurgische Präzision konzipierte Clodius Orbital-Retraktor-Konfiguration (\$24) besitzt einen schlanken, ausbalancierten Schaft, der dem Chirurgen eine verfeinerte taktile Sensibilität in engen okulären Räumen ermöglicht. Seine gebogene Spatelspitze verfügt über abgerundete, nicht-traumatische Ränder, die sicher am Orbitalrand anliegen und so eine versehentliche Kompression des Bulbus oder vaskuläre Hämatome verhindern. Der ergonomische Flachgriff sorgt für eine ermüdungsfreie Kontrolle bei anspruchsvollen Augenlid-Remodellierungen.

Retractor Maker fertigt den Clodius Orbital-Retraktor aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Damit bietet er okuloplastischen, kosmetischen und ophthalmologischen chirurgischen Abteilungen weltweit hohe Korrosionsbeständigkeit und klinische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest