



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Converse Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Nasal Retractor

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ohne Glaslichtleiter	RM-CNR-45-1-1	\$69
Mit Glaslichtleiter	RM-CNR-45-1-2	\$209

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Converse Nasal Retractor ist ein Industriestandard unter den chirurgischen Nasenretractoren, speziell entwickelt für die stabile, atraumatische Anhebung des Hautmantels, des knorpeligen Gewölbes und des dorsalen Periosts. Durch den optimalen Abwärtswinkel ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen einen freien operativen Zugang zum knöchernen und knorpeligen Nasenrücken, während der darüber liegende Hautlappen vor Druckstellen geschützt wird.

Dieser Converse Nasal Retractor zeichnet sich durch seine prozedurale Anpassungsfähigkeit aus und besitzt eine Gesamtlänge von 4 ½ inches (11.4 cm) kombiniert mit einem 11.0 mm breiten und 44.0 mm langen, konisch zulaufenden Blattprofil. Das Instrument ist in zwei Funktionsvarianten erhältlich: als Standardmodell ohne Beleuchtung (\$69) und in einer Premium-Konfiguration (\$209) mit integriertem Glasfaser-Lichtleiter, der helles, schattenfreies Licht direkt in die tiefe chirurgische Tasche projiziert. Der Lichtleiter verfügt über einen Universalanschluss, der mit gängigen OP-Lichtquellen (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Converse Nasal Retractor für maximale Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Dies garantiert chirurgischen Zentren für Plastische Chirurgie und HNO außergewöhnliche optische Klarheit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest