



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mastóide Jansen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mastóide Jansen

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mastóide Jansen é um afastador cirúrgico autoestático aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração estável e mãos-livres de tecidos moles e periósteo em campos otológicos, de couro cabeludo e microcirúrgicos confinados. Projetado com lâminas de garras múltiplas curvadas para fora, este instrumento mantém as margens da ferida pós-auricular abertas sob tensão mecânica calibrada, eliminando a fadiga manual do assistente durante a perfuração mastóidea delicada.

Construída para total adaptabilidade processual, esta série de Afastador Mastóide Jansen é altamente customizável em seis comprimentos totais: 3" (\$69), 3 ¼" (\$74), 3 ⅝" (\$79), 4" (\$84), 4 ¼" (\$89) e 4 ½" (\$94). Os cirurgiões podem selecionar entre matrizes de garras 3x3 ou 4x4 em pontas Agudas para fixação fascial firme ou pontas Rombas para evitar trauma tecidual local, todas padronizadas com profundidade funcional de garra de 8 mm. O instrumento oferece configurações de abertura incluindo 15 mm de comprimento de lâmina x 70 mm de abertura ou 20 mm de comprimento de lâmina x 64 mm de abertura, acionados por um mecanismo

de travamento por parafuso micrométrico.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Mastóide Jansen seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo alta resistência à corrosão, travamento mecânico suave e durabilidade total em autoclave para salas de otorrinolaringologia e neurocirurgia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest