



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hoyos Distal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Distal Retractor

SKU RM-HDR-1

\$349 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7.5 cm Kurze Variante — 7.5 cm (ca. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Lange Variante — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hoyos Distal Retractor ist ein spezialisierter ästhetisch-chirurgischer Retraktor, der gezielt für die weitreichende distale Weichteilelevation und präzise visuelle Freilegung bei High-Definition-Abdominoplastiken und Körperkonturierungsverfahren entwickelt wurde. In Abstimmung mit modernen Lipo-Abdominoplastik-Techniken konzipiert, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die Aufrechterhaltung sauberer operativer Taschen, während oberflächliche anatomische Muskulaturdetails modelliert werden, ohne vaskularisierte Hautlappen zu quetschen.

Um variablen Taschendimensionen gerecht zu werden, wird dieser Hoyos Distal Retractor in zwei verschiedenen Längenkonfigurationen angeboten, die über das Auswahlmenü wählbar sind: eine 7.5 cm Kurz-Variante (\$349) für die lokalisierte distale Lappenelevation und eine erweiterte 15 cm Lang-Variante (\$399) für den Zugang zu tiefen chirurgischen Taschen. Das gebogene, polierte distale Blatt verteilt den Gegenzug gleichmäßig, um die dermale Mikrozirkulation zu schützen, während der robuste Griff dem OP-Assistenten stabilen manuellen Hebelarm bei langwierigen Konturierungsschritten bietet.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hoyos Distal Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Kliniken für Plastische und Ästhetische Chirurgie weltweit unübertroffene klinische Stabilität, strukturelle Steifigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest