



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор челюстной Obwegeser Mandibular Channel Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор челюстной Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU RM-OMCR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8 mm Диаметр канала	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm размер канала	RM-OMCR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Obwegeser Mandibular Channel Retractor является незаменимым челюстно-лицевым инструментом, разработанным специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и защиты костного края во время сагиттальной сплит-остеотомии ветви нижней челюсти (SSRO). Благодаря анатомическому желобу, который надежно фиксируется вокруг кортикального слоя нижнего края челюсти, этот инструмент позволяет хирургу выполнять остеотомию, полностью изолируя лицевую артерию, переднюю лицевую вену и краевую ветвь нижнечелюстного нерва.

Созданный для точных внутриротовых манипуляций, ретрактор Obwegeser Mandibular Channel Retractor доступен в двух стандартных вариантах ширины лезвия: 8 mm (\$44) для узких краев челюсти и 10 mm (\$49) для более широкой костной анатомии. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент гарантирует прочность и устойчивость к коррозии. Гладкий профиль желоба плотно прилегает к кости, не соскальзывая в фасциальные пространства шеи. Эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту удобный рычаг без утомления рук.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие. Retractor Maker производит Obwegeser Mandibular Channel Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая челюстно-лицевым и пластическим хирургам во всем мире исключительную механическую стабильность и долговечность в клинических условиях.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest