



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

AORI Patellar-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



AORI Patellar-Re traktor

SKU RM-APR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5" (12.7 cm), 10 mm Arbeitsende	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm Arbeitsende	RM-APR-1-2	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der AORI Patellar-Retraktor ist ein unverzichtbares orthopädisches Knieinstrument, das für die sichere Patellasubluxation oder -eversion bei primären und Revisionstotalendoprothesen des Knies entwickelt wurde. Durch die feste Verankerung um die Patella herum erhält dieser Retraktor die vollständige Sicht auf den Sulcus trochlearis und den Patellofemoralraum aufrecht, ohne die Patellasehne übermäßig punktuell zu belasten.

Um die Stabilität des operativen Halts zu maximieren, ist der AORI Patellar-Retraktor in zwei wählbaren Längen erhältlich: ein kompaktes 5-Zoll-Modell (\$69) und ein Modell mit verlängerter Reichweite von 7 Zoll (\$79). Das 10 mm breite Arbeitsende verfügt über ein anatomisch konturiertes Design mit drei gebogenen Zinken, die symmetrisch auf beiden Seiten der Arme positioniert sind. Dies sorgt für eine Mehrpunkt-Stabilisierung, die ein Abrutschen von den Knochenrändern verhindert. Der ergonomische Griff gewährleistet eine komfortable manuelle Kontrolle und reduziert die Ermüdung der Hand des Assistenten bei langwierigen Gelenkrekonstruktionen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, liefert Retractor Maker den AORI Patellar-Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in Schutzverpackung. Er bietet hohe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für orthopädische OP-Säle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest