



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Castaneda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Castaneda

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Option 1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm maximum spread — Thoracotomie néonatale, cure de coarctation, ligature de canal artériel persistant chez le nourrisson	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Option 2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm maximum spread — Chirurgie cardiaque congénitale du nourrisson, division d'un anneau vasculaire	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Option 3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm maximum spread — Thoracotomie pédiatrique et adolescente, pose de shunt pulmonaire	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Castaneda est un écarteur chirurgical thoracique spécialisé pour la pédiatrie et la néonatalogie, conçu spécifiquement pour assurer une séparation intercostale sûre et contrôlée lors de chirurgies cardiaques congénitales et de thoracotomies pédiatriques. Conçu avec des glissières délicates et finement calibrées, cet instrument permet aux chirurgiens cardiothoraciques pédiatriques de distribuer les forces d'écartement avec une micro-précision extrême, évitant ainsi les fractures de côtes ou les luxations costochondrales dans les cages thoraciques fragiles des nourrissons.

Adaptée à la morphologie variable des patients pédiatriques, cette série Castaneda Rib Spreader est proposée en trois tailles distinctes : l'Option 1 (309 \$) présente des lames de 10.5 mm × 32 mm avec un écartement

maximal de 65 mm pour les nouveau-nés ; l'Option 2 (329 \$) intègre des lames de 12 mm × 45 mm avec un écartement maximal de 70 mm pour les nourrissons ; et l'Option 3 (349 \$) dispose de lames de 15 mm × 60 mm avec un écartement maximal de 120 mm pour les cas pédiatriques et adolescents. Fabriquées à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les lames latérales à courbure douce maintiennent les bords costaux de manière atraumatique, tandis que le mécanisme de verrouillage à vis rotative se fixe fermement sans glissement.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Castaneda Rib Spreader pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de cardiologie pédiatrique et aux centres de cardiopathie congénitale du monde entier une durabilité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest