



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hohmann à extrémité arrondie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Hohmann à extrémité arrondie

SKU RM-HRRE-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 5/8" (21.91 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — Lame ronde de 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — Lame ronde de 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/8" (30.80 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hohmann à extrémité arrondie est un instrument de levier osseux orthopédique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement des tissus mous et une exposition articulaire sûrs et atraumatiques lors de procédures reconstructives majeures. Conçu avec un bec à pointe arrondie ultra-lisse, cet écarteur s'accroche proprement sur les cortices des os longs, éliminant le risque de ponction neurovasculaire accidentelle ou de lacération périostée fréquente avec les instruments à pointe tranchante.

Conçu pour une adaptabilité anatomique complète, l'écarteur Hohmann à extrémité arrondie est fabriqué avec un profil de lame ronde uniforme de 19 mm sur une large gamme de six longueurs totales : 8 5/8" (74 \$), 9 3/4" (79 \$), 11" (84 \$), 11 1/2" (89 \$), 12" (94 \$) et 12 1/8" (99 \$). L'architecture de la lame courbe épouse les contours osseux en douceur, tandis que le manche ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier de traction soutenu et antidérapant tout au long de l'alésage articulaire prolongé et de la préparation fémorale.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur Hohmann à extrémité arrondie selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les centres d'orthopédie et de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest