



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Paparella-Weitlaner 開創器（自動固定式）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Paparella-Weitlaner r 開創器（自動固定 式）

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Paparella-Weitlaner 開創器（自動固定式）	全長 5" (12.7 cm)、2×2 爪 (13 mm)、33 mm 開口、ラチェットロック	\$89
保護スリーブ/箱	個別輸送用パッケージ	\$89

製品詳細

Paparella-Weitlaner 開創器（自動固定式）は、狭い手術部位において軟部組織や骨膜を安定してハンズフリーで牽引するために設計された、耳科およびマイクロサージャリー専用の開創器です。オフセットのロープロファイル指輪ハンドル設計により、耳後部や頭皮の切開部を機械的張力で開いたまま保持できるため、助手の疲労を軽減し、手術用顕微鏡下で広い術野を維持します。

視界を遮らない標準的な構成プロファイルで構築されたこの Paparella-Weitlaner 開創器は、全長 5 inches (12.7 cm) です。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で精密に仕上げられた先端部は、長さ 13.0 mm の非対称 2×2 爪を採用し、最大 33.0 mm の開口能力を備えています。組織把持オプションとして、強固な組織を確実に保持する鋭爪と、愛護的な軟部組織操作が可能な鈍爪の両方を用意しています。確実なラチェットロック機構により、穿孔作業中も張力を安定して維持します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Paparella-Weitlaner 開創器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える卓越した機械的安定性と耐食性を備え、世界中の耳鼻咽喉科および脳神経外科において優れた耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest