



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Deep Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Deep Rake

SKU RM-DRR-1

\$68 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
38 mm Depth — 57 mm wide × 38 mm deer — Средняя ретракция подкожных тканей и мышц	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Глубина — 57 mm ширина × 51 mm глубина — Стандартная экспозиция брюшной стенки и ортопедических суставов	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide × 63 mm deer — Глубокая экспозиция тазового дна и смещение параспинальных мышц	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Глубина — 57 mm ширина × 76 mm глубина — Максимальная глубина для бариатрии и высокого мышечного сопротивления	RM-DRR-1-4	\$80

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Deep Rake является незаменимым хирургическим инструментом, разработанным специально для обеспечения контролируемого смещения тканей при глубоких абдоминальных, ортопедических и тазовых операциях. Благодаря прочной конструкции с 4 тупыми зубцами, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам мобилизовать толстые слои подкожно-жировой клетчатки, массивные мышцы и фиброзные фасциальные слои без разрывов тканей.

Серия ретракторов Deep Rake, созданная для эффективной работы в глубоких полостях, имеет увеличенную общую длину 27 см, что позволяет рукам ассистента находиться на безопасном расстоянии от операционного поля. Инструмент оснащен головкой шириной 57 mm, доступной в четырех вариантах глубины лезвия: 57 mm × 38 mm (\$68), 57 mm × 51 mm (\$72), 57 mm × 63 mm (\$76) и 57 mm × 76 mm (\$80). Закругленные тупые зубцы равномерно распределяют тяговое усилие, а эргономичная каплевидная рукоятка-кольцо обеспечивает надежный захват и снижает утомляемость при длительной фиксации.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Deep Rake от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими стандартами. Он обладает высокой прочностью на растяжение, исключительной коррозионной стойкостью и полностью пригоден для автоклавирования, что делает его идеальным выбором для отделений общей хирургии, ортопедии и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest