



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Goelet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Goelet Retractor

SKU RM-GLR-185-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Goelet Retractor	Länge 18.5 cm, 38 mm & 45 mm Doppelvalven — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Goelet Retractor ist ein vielseitiger doppelendiger Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, atraumatische Freilegung von Weichteilen und Wundrändern bei kleineren chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit glatten, abgerundeten Valven an beiden Arbeitsenden, ermöglicht dieses Instrument das Zurückhalten von Hauträndern, Subkutangewebe und Muskelschichten, ohne lokale Drucknekrosen oder Gewebeerisse zu verursachen.

Die Standardkonfiguration des Goelet Retractor bietet eine Gesamtlänge von 18.5 cm und ist auf nahtlose intraoperative Adaptivität ausgelegt. Das doppelendige Design integriert zwei unterschiedliche, asymmetrische Blattbreiten: eine 38 mm breite Valve für fokussierte Inzisionen und eine 45 mm breite Valve für die breitere Muskelretraktion. Der massive zentrale Griff gewährleistet eine ausgewogene manuelle Kontrolle und rutschfeste Stabilität während längerer Expositionsphasen.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Goelet Retractor für höchste Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Er bietet ambulanten OP-Zentren, Traumastationen und Operationssälen weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und volle Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest