



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Meyerding con Gancho Cutáneo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Meyerding con Gancho Cutáneo

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador / Gancho para Piel Meyerding es un instrumento quirúrgico versátil de doble extremo diseñado específicamente para combinar la tracción cutánea fina con el desplazamiento de tejidos blandos más profundos en un solo chasis. Diseñada para una alta agilidad procedimental, esta herramienta dual permite a los equipos quirúrgicos elevar los bordes de la piel limpiamente con un gancho fino en un extremo y, a continuación, invertir el instrumento para sujetar los márgenes fasciales más profundos con una hoja de separación sólida sin necesidad de intercambiar herramientas.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, esta configuración de Separador / Gancho para Piel Meyerding se ofrece en dos longitudes totales: un modelo compacto de 16 cm (\$44) para procedimientos cosméticos finos y un modelo extendido de 22.86 cm (\$49) para campos quirúrgicos más profundos. Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los extremos de trabajo integrados presentan un Extremo Separador equipado con un perfil de hoja sólido de 5.0 mm de ancho x 16.0 mm de largo, emparejado con un Extremo de Gancho para Piel que cuenta con 1 punta afilada para garantizar un enganche preciso y sin deslizamientos en márgenes de tejidos sensibles. Su mango central equilibrado proporciona un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador / Gancho para Piel Meyerding para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía plástica, reconstructiva y general de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest