



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica	Longitud de 6 ¼" (15.9 cm), hoja cóncava de 7.0 mm, haz de luz
1	Adaptador universal de guía de luz	Compatible con cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica es un instrumento de iluminación premium para rinoplastia, diseñado para proporcionar una elevación de tejidos y una iluminación nítida y sin sombras dentro de los corredores intranasales profundos. Al combinar la retracción anatómica con un canal de luz de fibra óptica integrado, este instrumento elimina las sombras causadas por las lámparas de quirófano, proporcionando una visualización directa al sitio de la osteotomía y al tabique cartilaginoso.

Diseñado para optimizar el espacio de trabajo en vías nasales estrechas, este Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica cuenta con una longitud total de 6 ¼ pulgadas (15.9 cm) y un perfil de hoja cóncava de 7.0 mm de ancho. La geometría cóncava crea un espacio adicional para osteótomos, escofinas y cánulas de succión mientras se levanta el colgajo dorsal. El instrumento incorpora una guía de luz de fibra óptica sin costuras que termina en un adaptador universal compatible con los cables de luz estándar de hospital (Storz, ACMI, Wolf).

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con fibras ópticas de alta transmisión y un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica de forma no estéril y totalmente autoclavable, ofreciendo una durabilidad excepcional e iluminación brillante para procedimientos nasales estéticos exigentes.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest